

Montageanleitung für die genuS Kniestütze

Zuerst sind die Unterarmgehstützen auf die richtige Höhe einzustellen. Dabei sollen die Schultern nicht hochgezogen sein, sondern ganz normal und unverkrampft auf dem Rumpf hängen. Die Handgriffe der Gehstützen sind dabei auf die Höhe einzustellen, in der sich die Hände bei runterhängenden Armen befinden. Sehen Sie hierzu das nebenstehende Bild als Beispiel.

Die Kniestütze wird nun am besten auf einen Tisch gelegt mit den Anschraub - Ausbuchtungen nach oben. In diese wird die Stützkrücke eingelegt und LOSE vormontiert. Dabei ist darauf zu achten, daß sich das Stützenrohr immer noch zum Anpassen der richtigen Höhe verschieben läßt. Da die Kniestütze sich für das linke und das rechte Bein verwenden läßt, achten Sie bitte darauf, daß Sie die für Sie richtigen Anschraub - ausbuchtungen auswählen. Das 2. Bild zeigt die Montage der Kniestütze an der Gehstütze - siehe hierzu auch das Video auf der Website.

Kleben Sie nun auch die beigefügte Gummimatte zur Polsterung ein.

Nun stellt man sich hin, und schiebt die Kniestütze auf dem Stützenrohr bis an das abgewinkelte Knie des verletzten Beines heran. Die Kniestütze sollte dabei etwa einen Finger breit niedriger als mit dem hängenden Knie in der Schale gefühlt eingestellt werden. Dieser Vorgang ist mit Hilfe einer 2. Person leichter durchzuführen.

Nun sind die Schrauben fest anzuziehen. Es ist darauf zu achten, daß die untere Anschraubschelle dabei nicht OBERHALB des Endes vom Einschubrohr der Gehstütze angeschraubt wird, sondern IMMER in einem Bereich, in dem sich beide Rohre der Gehstütze übereinander befinden.

Für Orthopädie - Techniker:

Die unteren Bilder zeigen die Modifikation der genuS Kniestütze als genuS Beinstütze. Hierzu ist aus der Kniestütze eine entsprechende Lasche abzuschneiden und als Führungslasche mit einer 3. Schelle an die Gehstütze zu schrauben. Außerdem muß ein entsprechendes Polster für den Stumpf individuell angepasst werden. Bitte halten Sie Rücksprache mit uns.



Die Polsterung gehört nicht zum Lieferumfang

